

GrandTEC *



Bandes en fibres de verre photopolymérisables, imprégnées de résine à utiliser dans la technique adhésive

Indications

- Stabilisation des dents:
 - après un traitement orthodontique
 - après un traitement parodontique
- Support lors du traitement d'un traumatisme:
 - Pour la fixation et la contention de dents avulsées ou déchaussées
 - Fixation de fragments après une fracture
- Pour la fabrication et la stabilisation de bridges provisoires à base de Composite
- Pour le traitement temporaire après l'extraction et le remplacement de la dent manquante en utilisant une dent en résine
- Pour le traitement temporaire ou semi-permanent d'un espace édenté en utilisant une dent naturelle extraite
- Pour le traitement temporaire après la mise en place d'un implant pendant la période d'ostéointégration de l'implant

*Pour l'achat d'un coffret GrandTEC, une formation pour l'utilisation vous est offerte.