



PHYTOGEL®
excellence en dermo-protection



PHYTOGEL®
sanitizer

Désinfection et protection
totale des mains
EN 1500, EN 12791 & EN 14476

PHYTOGEL **sanitizer**, gel hydro-alcoolique, désinfecte les mains en 30 secondes, il protège le personnel soignant et le patient de la contamination croisée. Riche en huiles essentielles naturelles, ce gel hydro-alcoolique ne dessèche pas la peau, prévient les gerçures et les crevasses même après usage fréquent.



 **laboratoire**
HUCKERT'S
INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

www.phytogel.com

PHYTOGEL® sanitizer

Une désinfection chirurgicale des mains, simple et efficace

L'utilisation intensive de solutions hydro-alcooliques provoque un dessèchement profond de la couche cornée. La peau perd son élasticité et la moindre traction peut engendrer une déchirure des tissus épidermiques. Grâce aux huiles essentielles naturelles de thym, camomille et d'eucalyptus, PHYTOGEL sanitizer prévient les effets secondaires douloureux tout en protégeant l'épiderme de la déshydratation.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bactéricide, levuricide, virucide
- 30 secondes = désinfection hygiénique
- 3 minutes = désinfection chirurgicale immédiate et de longue durée (3 heures)
- Convient pour tout endroit où la désinfection est primordiale:
- Salle d'opération
- Unité de soins intensifs
- Ambulance
- Chambre de malade
- Laboratoire, cabinet médical, service d'hygiène
- Maison de retraite et de révalidation
- Pédiatrie et gériatrie
- Dialyse
- Industrie pharmaceutique
- Industrie alimentaire
- Espaces sanitaires

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Gel liquide incolore
- Densité: 0,86
- Point éclair: 21°C
- Inflammable
- Irritant pour les yeux



STANDARDS NORMATIFS


PHYTOGEL sanitizer satisfait aux exigences des normes EN 1040, EN 1275, EN 1500, EN 12791, EN 14476.

Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001/2008 et ISO 13485/2003.

COMPOSITION

Propan-1-ol • Propan-2-ol • Ethanol • Eau
• Propanoic acid, 2-Hydroxy, alkyl esthers
• Benzalkonium chloride • Glycerol •
2-amino-2-methylpropanol • Amino-peptidic
soy proteine complex • Alphonatocopherol •
Acrylic Copolymere • *Eucalyptus globulus*
oil • *Matricaria chamomilla* oil • *Thymus*
vulgaris oil.

MODE D'EMPLOI



ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
1 PF 20404	Flacon de poche 125mL	32x125mL
2 PF 20406	Flacon 500mL vrac sans cartourette	25x500mL
3 PF 20408	Flacon 500mL pompe avec cartourette	12x500mL
4 PF 20411	Recharge pour distributeur automatique	12x800mL
5 PF 20414	Recharge Samhall flacon 1L	12x1L
6 PF 20415	Flacon quadra 500mL	12x500mL
7 EMB 0250	Distributeur mural automatique	1 pièce
8 EMB 0016	Bottes de pétri	30 pièces
9 EMB 0081	Support flacon 1L Samhall	1 pièce
10 EMB 5205	Support inox pour 500mL	1 pièce
11 EMB 0009	Distributeur mural quadra	1 pièce
12 EMB 114-R	Distributeur mural manuel	1 pièce
13 PF 20410	Recharge 800mL distributeur manuel	12x800mL



www.huckerts.net

laboratoire
HUCKERT'S
INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

BELGIQUE
Chaussée de Namur 60
B-1400 Nivelles
Tél: +32 (0)67 89 41 00
Fax: +32 (0)67 84 37 67

FRANCE
38 Avenue du Centre
F-78230 Le Pecq-sur-Seine
Tél: +33 (0)1 39 76 15 05
Fax: +33 (0)1 39 76 11 15

G. D. LUXEMBOURG
148 Route d'Arlon
L-8010 Strassen
Tél: +352 26 39 42 60
Fax: +352 26 39 42 70

PHYTOGEL® est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International.